



## OLUKLU NUMUNE PNÖMATİK KESİCİ CN serisi

Numune Ezilme Test Cihazında ECT sıkıştırma testinde kullanılmak üzere oluklu mukavva numunelerinin hassas kesimi için tasarlanmıştır.

SATIŞ & SERVİS : [www.enforlab.com](http://www.enforlab.com) | [bilgi@enforlab.com](mailto:bilgi@enforlab.com) | 0216 4624934

**TECHLABSYSTEMS**

## OLUKLU PNÖMATİK NUMUNE KESİCİ - CN serisi

### STANDARTLAR:

**PAT testi:** APPITA/AS 1301.430s, TAPPI T 821, FEFCO No. 11

**ECT testi:** APPITA/AS 1301.444s, ISO 3037, ISO 13821, DIN 53149, SCAN P33, TAPPI T 811, TAPPI T 823, TAPPI T 838, TAPPI T 839, FEFCO No. 8

### AÇIKLAMA

Numune, seçilen genişlikte ve maksimum 15 mm kalınlığa kadar dikdörtgen numuneler elde etmek için 2 paralel bıçakla (kesik kenarlarında yanıl deformasyonlar olmadan numuneler elde etmek için tek kenarlı) kesilir. Operatörü kullanım sırasında korumak ve kaza risklerinden kaçınmak için şeffaf metakrilat ekran.

- Kullanımı kolay
- Kullanım güvenliği
- Sağlam tasarım
- Kesim yapıldıktan sonra numunelerin çıkartma sistemi ile
- 15 mm'ye kadar numunelerin kalınlığı
- CE işareti
- Kesme genişliği (istek üzerine bir tane seçmek için)



## OLUKLU NUMUNE KESİCİ - ECT

Model	Genislik mm	Genislik inç	Standartlar	Boyutlar E x B x Y/mm	Ağırlık kg	Basıncı hava Bar
CN-25	25 ±0,5	-	FEFCO	540x210x270	33	6-8
CN-50,8	50,8 ±1,6	2.00" ±0,063	TAPPI T839*	540x210x270	33	6-8
CN-31,8	31,8 ±1,6	1.25" ±0,063	TAPPI T811 (flauta B)	540x210x270	33	6-8
CN-38,1	38,1 ±1,6	1.50" ±0,063	TAPPI T811 (flauta C)	540x210x270	33	6-8

**BASINÇLI HAVA:** 6-8 Bar - 6-8 Kg/cm<sup>2</sup>

**PAKET BOYUTLARI:** 720 x 420 x 470 mm (W x D X H)

**BRÜT AĞIRLIK:** 50 Kg (Ağaç paket)

## STANDART KONFIGÜRASYON:

\* Pnömatik numune kesici. ECT